

с помощью ФСБ и перемешивают. Раствор хранят в течение 1 мес при температуре от 4 °С до 8 °С.

Блокирующий буферный раствор. К 100,0 мл буферного раствора для отмывки прибавляют 5,0 мг бычьего сывороточного альбумина (или другого белка), если нет других указаний в фармакопейной статье или нормативной документации, и перемешивают до полного растворения. Раствор готовят перед использованием.

Буферный раствор для антител. К 100,0 мл буферного раствора для отмывки прибавляют 2,0 мг бычьего сывороточного альбумина (или других белков), если нет других указаний в фармакопейной статье или нормативной документации, и перемешивают до полного растворения. Раствор готовят перед использованием.

Раствор ТМВ – раствор для проявления пероксидазы хрена. Используют ТМВ-субстрат, готовый к применению.

Раствор для проявления щелочной фосфатазы. Растворяют 1 таблетку субстрата ВСР/НВТ в 10,0 мл деионизованной воды. Раствор готовят непосредственно перед использованием.