

Первоначально просматривают образцы первой полной выборки, объем которой зависит от количества упаковок в серии (табл. 4), и подсчитывают число механических включений в каждой ёмкости. При обнаружении в одной ёмкости свыше 5 механических включений дальнейший подсчет не производят. За результат просмотра в этом случае принимают цифру 7. Суммируют число механических включений, обнаруженных во всех ёмкостях первой полной выборки, и делят на число выборок.

При обнаружении в образцах препаратов первой полной выборки, предназначенных *для внутривенного введения*, а также с указанием на этикетке «для инъекций»:

- 15 механических включений и менее – серия соответствует требованиям;
- 20 механических включений и более – серию бракуют;
- от 16 до 19 механических включений – отбирают вторую полную выборку в соответствии с табл. 4 и просматривают по той же методике.

При обнаружении в образцах препаратов первой полной выборки, предназначенных *для внутримышечного введения*:

- 23 механических включений и менее – серия соответствует требованиям;
- 29 механических включений и более – серию бракуют;
- от 24 до 28 механических включений – отбирают вторую полную выборку в соответствии с табл. 4 и просматривают по той же методике.

В случае контроля удвоенной полной выборки результаты первой и второй выборок суммируют.

При обнаружении в образцах препаратов, предназначенных *для внутривенного введения*, а также с указанием на этикетке «для инъекций»:

- 34 механических включений и менее – серия соответствует требованиям;
- 35 механических включений и более – серию бракуют.