Бактериофаг бактерий	ФС.3.3.1.0063.18
дизентерии поливалентный,	
раствор для приема внутрь	Взамен ГФ Х, ст. 78,
и ректального введения	ВФС 42-2460-95

Настоящая фармакопейная статья распространяется на бактериофаг бактерий дизентерии поливалентный, раствор для приема внутрь и ректального введения. Препарат представляет собой раствор, содержащий смесь очищенных бактериофагов *Shigella flexneri* 1, 2, 3, 4 и 6 сероваров и *Shigella sonnei* в количестве не менее 10^8 для серотипов *S. flexneri* 1, 2, 3, 4; не менее 10^6 – серотипа *S. flexneri* 6; не менее 10^7 – *S. sonnei* в 1 мл препарата. В состав препарата входят вспомогательные вещества.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство лечебно-профилактического бактериофага бактерий дизентерии и требования, предъявляемые к производственным штаммам, штаммам для контроля и маточным бактериофагам, должны соответствовать требованиям, изложенным в ОФС «Бактериофаги».

Контроль качества производственных штаммов должен проводиться не реже 1 раза в год.

ИСПЫТАНИЯ

Описание. Прозрачная жидкость желтого цвета различной степени интенсивности, допускается зеленоватый оттенок. Определение проводят